

ZHERMACK S.P.A.

Fiche de Données de Sécurité conforme à la DIR. 2001/58/CEE

PROTHYL HOT POWDER

Date de révision: 08/03/06

Date de

presse:19/01/2007

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE ET DE LA SOCIETE

1.1 Identification de la préparation:

Dénomination commerciale: PROTHYL HOT POWDER
Code commercial: C710000/C710002/C710004/C710006/C710008
C710001/C710003/C710005/C710007/C710009

1.2 Utilisation de la substance ou de la préparation:

Résine acrylique polymérisant à chaud

1.3 Identification de la société:

Fournisseur: ZHERMACK S.p.A. via Bovazecchino, 100 - 45021 - Badia Polesine (RO) ITALY
Numéro de téléphone de la société en cas d'urgence : 0039 0425 597611

2. COMPOSITION ET INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

- 2.1 **Caractéristiques chimiques:** méthyle méthacrylate
- 2.2 **Forme:** poudre
- 2.3 **Couleur:** rose
- 2.4 **Odeur:** faible

3. IDENTIFICATION DES DANGERS

- 3.1 **Principaux dangers:** Provoqué par la création de poussières. Si c'est nécessaire, utiliser l'équipement tel qu'il est décrit dans la section 8.

4. PREMIERS SECOURS

- 4.1 **Peau et yeux:** Nettoyer la peau à l'eau courante et au savon doux. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau.
- 4.2 **Inhalation:** Il s'agit d'une source extrêmement improbable d'exposition.
- 4.3 **Ingestion:** Boire de grandes quantités d'eau

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- 5.1 **Extincteurs conseillés:** Mousse, eau nébulisée
- 5.2 **Ne pas utiliser:**
- 5.3 **Dangers spéciaux à la suite de l'exposition:** Les vapeurs suivantes peuvent apparaître durant les incendies:
 - Vapeur monomère méthacrylate
 - Monoxyde de carbone

6. MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- 6.1 Récolter dans des conteneurs en utilisant des masques agréés contre les poussières.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- 7.1 Entreposer dans les conteneurs d'origine dans un endroit sec et frais. Eviter tout épanchement.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

- 8.1 **Equipement de protection personnel:**

Page 2 de 2

REVISION	DATE	DESCRIPTION	PUBLICATION	APPROBATION
1	11/06/02	Première publication		
2	14/10/02	Mise à jour Dir. 2001/58/CEE		
3	08/03/06	Mise à jour	R&S	RSGQA

ZHERMACK S.P.A.

Fiche de Données de Sécurité conforme à la DIR. 2001/58/CEE

PROTHYL HOT POWDER

Date de révision: 08/03/06

Date de

presse:19/01/2007

8.1.1 **Protection des voies respiratoires:** Normalement non requise. Si de la poussière est produite, utiliser un masque contre les poussières

8.1.2 **Protection pour les mains:**

8.1.3 **Protection pour les yeux:** Des lunettes si de la poussière est produite.

8.2 **Hygiène industrielle:** Des crèmes protectrices doivent être utilisées

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1	Modification de l'état physique:		°C
			°C
9.2	Densité:	(20°C)	1,1-1,18 g/cm ³
	Masse volumique en vrac		Kg/cm ³
9.3	Pression de vapeur:	(°C)	N/A Mbar
		(°C)	Mbar
9.4	Viscosité:	(°C)	MPa.s
9.5	Solubilité dans l'eau:	(°C)	Insoluble g/l
	dans	(°C)	g/l
9.6	Valeur du pH (à g\l H ₂ O): (°C)		g/l
9.7	Point d'inflammation:		N/A °C
9.8	Température d'ignition:		N/A °C
9.9	Limites d'Explosion:	Inférieure:	N/A
		Supérieure:	N/A

10. STABILITE ET REACTIVITE

10.1 **Décomposition thermique:** Les polymères se décomposent à une température d'environ 240°C.

10.2 **Substances de décomposition dangereuses:** Vapeur monomère méthacrylate

10.3 **Réactions dangereuses:** Aucune réaction connue

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

La substance ne présente aucun danger de toxicité quand elle est utilisée conformément aux instructions du fabricant. Eviter de respirer les poussières.

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

La substance est insoluble dans l'eau. Aucun danger connu pour l'environnement.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Traiter conformément aux normes locales.

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Les poly méthacrylates n'entrent pas dans la classe de transport des substances dangereuses.

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

La préparation n'est pas considérée comme dangereuse aux termes de la Dir. 67/548/CEE et 1999/45/CE.

Page 2 de 2

REVISION	DATE	DESCRIPTION	PUBLICATION	APPROBATION
1	11/06/02	Première publication		
2	14/10/02	Mise à jour Dir. 2001/58/CEE		
3	08/03/06	Mise à jour	R&S	RSGQA

ZHERMACK S.P.A.

Fiche de Données de Sécurité conforme à la DIR. 2001/58/CEE

PROTHYL HOT POWDER

Date de révision: 08/03/06

Date de

presse:19/01/2007

Substance médicale portant la marque CE, conformément à la Directive 93/42/CEE.

16. AUTRES INFORMATIONS

Les informations contenues se basent sur nos connaissances à la date reportée ci-dessus. Elles se réfèrent uniquement au produit indiqué et ne constituent pas de garantie d'une qualité particulière. L'utilisateur doit s'assurer de la conformité et du caractère complet de ces informations par rapport à l'utilisation spécifique qu'il doit en faire. Cette fiche annule et remplace toute édition précédente.

REVISION	DATE	DESCRIPTION	PUBLICATION	APPROBATION
1	11/06/02	Première publication		
2	14/10/02	Mise à jour Dir. 2001/58/CEE		
3	08/03/06	Mise à jour	R&S	RSGQA