

Inserts Cavitron®

à la pointe de la prophylaxie



La commodité d'utilisation, sans les contraintes...

Cavitron® Select... Branchez et essayez !

Une fois de plus, Cavitron® établit avec le Cavitron® Select un nouveau standard pour le détartrage ultrasonore - Le premier détartréur réellement transportable équipé d'un véritable réservoir d'eau d'une contenance de 500 ml.

Avec le Cavitron® Select 25Kz, vous ne dépendez plus d'une arrivée d'eau souvent problématique. Vous pouvez réaliser facilement un détartrage dans n'importe quel endroit équipé d'une prise de courant. Ce nouveau détartréur transportable a été conçu dans le but de procurer à l'opérateur le maximum de confort d'utilisation et d'efficacité.

Commodité

Le Cavitron® Select, avec son réservoir d'eau, permet à l'opérateur de réaliser un détartrage ultrasonore sans raccorder l'appareil à une arrivée d'eau externe. Le réservoir se positionne et se retire très facilement et peut être rempli avec de l'eau ou avec des solutions médicamenteuses.

Contrôle de l'irrigation

Sur le Cavitron® Select le contrôle de l'irrigation est situé sur la pièce à main, pour simplifier toutes les manipulations pendant l'acte prophylactique.

Transportable et évolutif

Grâce sa petite taille le Cavitron® Select peut être très facilement déplacé d'une pièce à l'autre. Le principe évolutif de l'appareil permet à l'utilisateur d'acquérir le détartréur seul lors d'un premier investissement et par la suite de compléter son unité de détartrage par l'adjonction d'un réservoir / pompe.

Solutions d'irrigation

Le Cavitron® Select avec réservoir peut recevoir différents liquides d'irrigation : eau ou solutions médicamenteuses.

Le Cavitron® Select seul peut se raccorder au système de distribution de solutions médicamenteuses Dual Select Dentsply Cavitron.